


Применение томографа CereTom в неотложной неврологической помощи



Вариант 1 – перевозка и использование на месте оказания помощи внутри автомобиля



- Компактность и мобильность
- Низкодозовость
- Батарейное и сетевое питание
- 2 и 3-мерные изображения
- Простота в эксплуатации
- Беспроводной интерфейс



Вариант 2 – перевозка и использование на месте оказания помощи вне автомобиля



Встроенные аккумуляторы

- Сканирование до 8 пациентов без подзарядки
- Автономная работа – 2 часа
- Зарядка от любого источника питания 90-254 В и 47-63 Гц
- Защита от скачков напряжения